


Tracoe Perkutane Dilatation – REF 517

Tracoe Seldinger-Führungsdraht – mit Führungskatheter

Produktbeschreibung

Die perkutane Dilatationstracheotomie (PDT) ist in der Intensivmedizin zur Routine geworden. Die Ciaglia-Technik ist heute die am häufigsten verwendete Methode. Das Tracoe Experc System basiert auf dieser bewährten Technik. Die Produkte sind auf die Verwendung von gefensterten und nicht gefensterten Trachealkanülen, einschließlich Kanülen mit subglottischer Absaugung abgestimmt. Sie werden bereits auf ihren minimal-traumatischen Einführsystemen (P-Kanüle) montiert geliefert.



Allgemeine Informationen

Produktlinie	Perkutane Dilatation
Gesetzlicher Hersteller	Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Str. 1/3 55268 Nieder-Olm
Herkunftsland	Deutschland
Handhabung	
Haltbarkeitsdauer	5 Jahre ab Produktionsdatum

Verpackung

Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht	74 g
Abmessungen (B x H x L)	113 x 272 x 61 mm
Material Außenverpackung:	Pappkarton
Material Sterilverpackung:	Sterilbeutel mit medizinischem Papier und transparenter, heißsiegelbarer PET/PP-Folie

Materialspezifikationen

Material Führungsdraht	Nitinol, TFE-beschichtet
Material Führungskatheter	Fluoriniertes Ethylen-Propylen
Biokompatibilität	EN ISO 10993-1



Lagerung



Zertifizierung

Produktklassifizierung lt. MDR	IIa
CE-Kennzeichnung	
GMDN	11263
Qualitätssystem zertifiziert nach	EN ISO 13485
FDA-Zulassung	Zulassungsnummer K043160 / D020866
Globale Artikelnummer	04035324016310

Atos

Breathing-Speaking-Living

Atos Medical AB
Hyllie Boulevard 17
215 32 Malmö
Schweden
www.atosmedical.com