

## Tracoe Twist Plus – REF 311 Trachealkanüle mit Niederdruckcuff

### Produktbeschreibung

Die Tracoe Twist Plus Trachealkanülen werden als Beatmungs- und Therapiekanülen mit Innenkanülen in Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen und anderen medizinischen Einrichtungen eingesetzt. Ein besonderes Merkmal ist das gebogene Kanülenschild, das sich sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen Achse bewegt und so den Bewegungen des Kopfes des Patienten folgt. Die dünnen Wände der Innen- und Außenkanülen ermöglichen ein gutes Verhältnis zwischen Innen- und Außendurchmesser. Tracoe Twist und Twist Plus Trachealkanülen sind aus Polyurethan (PU) gefertigt. Der Niederdruckcuff ist aus medizinischem PVC gefertigt.



### Lieferumfang

- 2 Innenkanülen mit 15-mm-Konnektor
- Perforierter Obturator
- Kanülentrageband

Allgemeine Informationen	
Produktlinie	Twist Plus
Gesetzlicher Hersteller	Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Str. 1/3 55268 Nieder-Olm, Deutschland
Herkunftsland	Deutschland
Farbcodierung	<b>REF 311</b> ++
Handhabung	
Halbbarkeitsdauer	5 Jahre ab Produktionsdatum
Maximale Nutzungsdauer	29 Tage ab Erstgebrauch

Materialspezifikationen	
Material Außenkanüle	Polyurethan
Material Kanülenschild	Polycarbonat
Material Cuff	Polyvinylchlorid
Biokompatibilität	EN ISO 10993-1

Lagerung

Verpackung	
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht	Siehe Tabelle
Abmessungen (B x H x L)	210 x 113 x 50 mm
Material Außenverpackung:	Pappkarton
Material Sterilverpackung:	Sterilbeutel mit medizinischem Papier und transparenter, heißsiegelfähiger PET/PP-Folie


Zertifizierung	
Produktklassifizierung lt. MDR	IIb
CE-Kennzeichnung	
GMDN	35404
Qualitätssystem zertifiziert nach	EN ISO 13485
FDA-Zulassung	Zulassungsnummer K961449

## Produktpalette

Größe	Artikel Nummer	ID-IC	OD-OC bc	OD-OC bf	TL	OB	BA	CD	Bruttogewicht	GTIN
	REF	mm	mm	mm	mm	mm	°	mm	g	
07	REF 311-07	7,0	9,8	10,1	85	91	100	26	112	4035324017942
08	REF 311-08	8,0	10,8	11,1	88	95	100	28	113	4035324017959
09	REF 311-09	9,0	11,8	12,1	90	99	100	30	114	4035324017966
10	REF 311-10	10,0	12,8	13,1	92	102	100	32	115	4035324017973

## Legende

- ID-IC** Innendurchmesser an der Kanülenspitze
- OD-OC bc** Außendurchmesser an der Kanülenspitze
- OD-OC bf** Außendurchmesser der Außenkanüle hinter dem Schild
- TL** Länge entlang der Mittellinie vom Anfang des Kanülenschildes bis zur Kanülenspitze
- OB** Länge entlang der äußeren Biegung vom Anfang des Kanülenschildes bis zur Kanülenspitze
- BA** Biegewinkel
- CD** Cuffdurchmesser



**Atos**

Breathing-Speaking-Living

Atos Medical AB  
 Hyllie Boulevard 17  
 215 32 Malmö  
 Schweden  
[www.atosmedical.com](http://www.atosmedical.com)