

Tracoe Trachealkompresse

Kompressen

Produktbeschreibung

Es gibt viele essentielle Produkte, die bei der Tracheostomaversorgung eine wichtige Rolle spielen. Unser Sortiment an unverzichtbaren Produkten umfasst Kanülentragebänder, Kompressen, Produkte für die Pflege und Reinigung sowie Kleidung, Schutzausrüstung und Zubehör. Sie erfüllen eine Vielzahl von Bedürfnissen und Vorlieben der Anwender, sind einfach in der Anwendung, bequem, diskret, bieten Sicherheit und sind funktionell.

Allgemeine Informationen

Produktlinie	Kompressen
Gesetzlicher Hersteller	Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Str. 1/3 55268 Nieder-Olm Deutschland
Herkunftsland	Deutschland
Handhabung	
Haltbarkeitsdauer	5 Jahre
Maximale Nutzungsdauer	Bis zu 3 Tage

Verpackung

Verpackungseinheit	10 Stück
Material Außenverpackung:	Wiederverschließbarer Plastikbeutel

Materialspezifikationen

Material Komresse	Polyurethan
Material Beschichtung	Aluminium* Polyurethan-Folie
Biokompatibilität	ISO 10993-5:2009 und ISO 10993-10:2010



Lagerung



Zertifizierung

Produktklassifizierung lt. MDR	I
CE-Kennzeichnung	 0123
GMDN	63036
Qualitätssystem zertifiziert nach	EN ISO 13485
FDA-Zulassung	Ausgenommen/E652367

Produktname	REF	Abmessungen (L x B x H)	Gewicht (g)	Schlitz	
Tracoe Trachealkompresse AL*	REF 905	9,8 x 9,0 x 2,0 mm	3,6	Nein	
Tracoe Trachealkompresse zweilagig	REF 907-A	10,0 x 9,0 x 6 mm	5,5	Nein	
Tracoe Trachealkompresse zweilagig, Schlitz	REF 907-B	10,0 x 9,0 x 6 mm	5,5	Ja	
Tracoe Trachealkompresse	REF 910-A	10,0 x 9,0 x 3 mm	3,8	Nein	
Tracoe Trachealkompresse Schlitz	REF 910-B	10,0 x 9,0 x 3 mm	3,8	Ja	
Tracoe Trachealkompresse beschichtet, zweilagig, Schlitz	REF 957	10,0 x 8,2 x 6 mm	4,5	Ja	

Tracoe Trachealkompresse beschichtet, Schlitz	REF 960	10,0 x 8,2 x 3 mm	2,5	Ja	
--------------------------------------------------	---------	-------------------	-----	----	-------------------------------------------------------------------------------------

Tracoe Trachealkompresse Schlitz Kinder	REF 961	6,3 x 6,5 x 3 mm	> 1,6	Ja
--------------------------------------------	---------	------------------	-------	----



Atos

Breathing-Speaking-Living

Atos Medical AB
Hyllie Boulevard 17
215 32 Malmö
Schweden
www.atosmedical.com