




Provox[®] Life[™]

HME-Leitfaden



Provox Life[™]
Home HME



Provox Life[™]
Go HME



Provox Life[™]
Night HME



Provox Life[™]
Energy HME



Provox Life[™]
Protect HME



Provox Life[™]
FreeHands HME

Atos
Breathing-Speaking-Living
atosmedical.com



Nachts

Tagsüber

ja



Schlafen



Provox Life™
Night HME

Lassen Sie es ruhig
angehen?


ja



Essen und Trinken



Lesen



Entspannen



Provox Life™
Home HME

Sind Sie aktiv und gehen
Ihren Tätigkeiten im
Alltag nach?

ja



Gehen



Einkaufen



Arbeiten



Provox Life™
Go HME

Sind Sie körperlich
sehr aktiv?

ja



Radfahren



Power-walking



Sport



Provox Life™
Energy HME

Ist ein zusätzlicher
Schutz erforderlich?

ja



Gartenarbeit



Überfüllte Orte



Reisen



Provox Life™
Protect HME

Möchten Sie
freihändig sprechen?

ja



Gesellschaft




Kochen



Fahren



Provox Life™
FreeHands HME




Provox Life™ Home HME

Der Home HME wurde entwickelt, um die Gesundheit Ihrer Lunge zu verbessern, während Sie es „ruhig angehen lassen“. Dieser HME sorgt für eine besonders gute Befeuchtung der Atemluft über den ganzen Tag.



Produktname	VE	Art.-Nr.
Provox Life Home HME	30	8311



Provox Life™ Go HME

Der Go HME bietet einen niedrigeren Atemwiderstand und erleichtert so das Atmen, wenn Sie unterwegs sind und Ihren täglichen Aktivitäten nachgehen. Dieser HME hat mit seinem flachen Aufbau und seiner glatten, abgerundeten Form ein unauffälliges und dezentes Aussehen.



Produktname	VE	Art.-Nr.
Provox Life Go HME	30	8310



Provox Life™ Energy HME

Der Energy HME ist dank seiner guten Befeuchtung der Atemluft und dem niedrigen Atemwiderstand perfekt für alle Situationen, in denen Sie körperlich aktiver sind.



Produktname	VE	Art.-Nr.
Provox Life Energy HME	30	8312




Provox Life™ Night HME

Der Night HME bietet eine besonders hohe Befeuchtung. Dies hilft, die Schleimproduktion und somit auch den nächtlichen Husten zu reduzieren. Die Nächte werden erholsamer, und gleichzeitig sorgen Sie für einen gesünderen Zustand Ihrer Lunge.



Produktname	VE	Art.-Nr.
Provox Life Night HME	30	8262



Provox Life™ Protect HME

Der Protect HME leistet zweierlei: bei angenehmer Luftdurchlässigkeit sorgt der HME nicht nur für die notwendige Anfeuchtung und Erwärmung der Luft, die Sie einatmen. Er filtert auch überaus effektiv Bakterien, Viren, Staub und Pollen. Wirksam bei jeder Ein- und Ausatmung. So schützen Sie sich und im gleichen Maße die Menschen in Ihrem Umfeld.*



Produktname	VE	Art.-Nr.
Provox Life Protect HME*	15	8313



Provox Life™ FreeHands HME

In Kombination mit dem FreeHands FlexiVoice erlauben die FreeHands HME Ihnen, in vielen Alltagssituationen einfach und bequem freihändig zu sprechen. Zusätzlich sorgt der FreeHands HME für eine optimale Befeuchtung der Atemluft.



Produktname	VE	Art.-Nr.
Provox Life FreeHands HME*	30	7440

*Bitte beachten Sie: Da Krankheitserreger auch auf anderen Wegen (z.B. über Mund, Nase und Augen) in den menschlichen Körper ein- und austreten können, kann Provox Life™ Protect nie einen vollständigen Schutz garantieren.

* Provox FreeHands FlexiVoice ist nicht enthalten.



Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen

Wenn Sie mehr über Provox Life™ HME erfahren möchten, kontaktieren Sie uns gerne. Wir sind immer für Sie da.

Atos Medical GmbH
Mülheimer Straße 3-7
53840 Troisdorf

T. +49 800 53 53 667
@ info.de@atosmedical.com
www.atosmedical.de

